

ООО «Лидкор»

**Программное обеспечение для стерилизатора
медицинского "Steriplaz"/ stz-1.0.27, stz-1.0.7**

Руководство пользователя

ООО «Лидкор»

Офис: 620102, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул
Посадская, 23, офис 204

Сайт: <https://leadcore.ru/>

Эл. почта: info@leadcore.ru

Телефон: +7(343)214-29-61

Оглавление

Введение	4
Установка и удаление программы	5
Установка и запуск программы	5
Обновление Программы	5
Остановка и удаление Программы	5
Работа в Программе	6
Обращение в Службу технической поддержки	7

Введение

Приложение «Программное обеспечение для стерилизатора медицинского "Steriplaz"/ stz-1.0.27, stz-1.0.7» – это прошивка, управляющая медицинским стерилизатором, который решает задачу автоматизации процесса стерилизации. Она контролирует все этапы: создание вакуума, подачу стерилизующего агента, поддержание температуры и времени обработки, чтобы обеспечить эффективное обеззараживание без повреждения инструментов.

Установка и удаление программы

Установка и запуск программы

Для работы приложения установка и удаление ПО пользователем не требуется, так как стерилизатор «СТЕРИПЛАЗ (STERIPLAZ)-120» поставляется с предустановленной прошивкой. Приложение начинает работу автоматически при включении оборудования.

Обновление Программы

Обновление ПО осуществляется при необходимости сервисными инженерами компании «Лидкор».

Остановка и удаление Программы

Для программы не предусмотрены возможности остановки или удаления пользователем, так как она функционирует одновременно с оборудованием.

Работа в Программе

Работа ПО не подразумевает непосредственное взаимодействие с ним конечного пользователя.

Обращение в Службу технической поддержки

Если при работе с ПО у вас возникли проблемы или вопросы – свяжитесь со службой технической поддержки по электронной почте quolity@leadcore.ru. Время ответов на обращения – с 8.00 до 17.00 по Екатеринбургскому времени (МСК+2) в будние дни.