



**LEADCORE**

www.leadcore.ru

# Стол передвижной «Лидкор» для аппаратов цито/плазмафереза

по ТУ 9452-026-65614693-2016

Предназначен для улучшения условий работы медицинского персонала при эксплуатации аппаратов цито/плазмафереза.

Изделие может применяться в различных лечебных учреждениях и организациях службы крови.

## Удобство в работе:

- компактный размер позволяет оптимально вписать столик в рабочие пространства любых лечебных учреждений;
- регулируемая по высоте столешница имеет 4 фиксированных положения для установки аппарата в оптимальное положение относительно локтевого сгиба пациента;
- выдвижной ящик и сетчатая полка позволяют разместить расходные материалы и аксессуары необходимые для проведения процедур.

## Простота в обслуживании:

- скругленная форма столешницы обеспечивает травмо-безопасную эксплуатацию;
- материалы столика устойчивы к многократной обработке дезинфицирующими средствами;
- столешница выполнена из пластика, стойкого к агрессивным химическим средам.

РУ № РЗН 2016/5001 от 15.11.2016



Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	620x585x710
Вес изделия, кг	20
Диапазон изменения высоты столешницы, мм	510-710
Максимально допустимая распределенная нагрузка на составные части изделия в кг, не более:	
- столешница	35
- выдвижной ящик	2
- полка сетчатая	5



**ДЕЛБРУС**

Тел.: +7 (495) 363 96 00  
121108, Москва,  
ул. Ивана Франко, 4, к. 1  
www.delrus.ru

Тел.: + 7 (343) 310 30 00  
620086, Екатеринбург,  
ул. Посадская, 23